TP1 suite : utilisation de soude cabonatée ou non ?

Les solutions aqueuses de soude- largement utilisées en chimie analytique – présentent l'inconvénient d'évoluer dans le temps suite au phénomène de carbonatation. La dissolution du dioxyde de carbone est à l'origine de ce phénomène et conduit à la formation d'ions carbonate CO_3^{2-} .

Donner l'équation bilan de la réaction pouvant modéliser la carbonatation de la soude , exprimer sa constante d'équilibre en fonction des données et l'évaluer .

On caractérise la soude carbonatée par son taux de carbonatation τ , défini selon :

$$\tau = \frac{\text{nombre de moles d'ions OH}^{-} \text{ transformés}}{\text{nombre initial de moles d'ions OH}^{-}} \times 100$$

On admet que ce taux de carbonatation reste inférieur ou égal à 10 %

L'objet de ce TP est de déterminer si l'utilisation d'une soude carbonatée a une incidence sur le titrage colorimétrique d'une solution d'acide chlorhydrique.

Proposer une démarche expérimentale et la mettre en œuvre pour conclure sur la possibilité ou non d e l'utilisation de la soude carbonatée comme solution titrante .

Prévoir l'allure que l'on obtiendrait si le titrage était suivi par pH-métrie .

Données:

pKa ($CO_{2(ag)}$ / HCO_3) = 6,4

pKa $(HCO_3^-/CO_3^2-) = 10.3$

■Produit ionique de 1'eau à 25°C : pKe = 14

- •La quantité de dioxyde de carbone pouvant se dissoudre est nettement inférieure aux concentrations usuelles des solutions de soude
- ■Zones de virage de quelques indicateurs colorés :

Phénolphtaléine : 8,0< pH < 9,9 ; incolore / rose Bleu de Bromothymol : 6,0 < pH < 7,6 ; Jaune / bleu

hélianthine : 3,1 <pH< 4,1; rouge / jaune

Solutions aqueuses et produits fournis

- Solution aqueuse de soude de concentration C = 0,1 molL⁻¹ fraichement préparée
- Solution aqueuse titrée d'acide chlorhydrique de concentration C_a = 0,05 molL⁻¹
- ■Carbonate de sodium solide Na₂CO₃
- •Indicateurs colorés : phénolphtaléine , bleu de Bromothymol (BBT) et hélianthine